

RÉÉDUCATION PAR MOBILISATION PASSIVE CONTINUE



Location à partir de
11€/jour



Livraison express en
24/48h



Disponibilité et stock
permanent



Location directe depuis
le fabricant



www.kinetec.fr
Service Location
Arthromoteur Kinetec®

CONDITIONS DE LOCATION :

Kinetec® propose un service de livraison Express en 24h à 48h (hors week-end et jours fériés). Du Lundi au Jeudi, départ le jour même si confirmation de commande et paiement par carte bancaire reçus avant 12h, et le vendredi avant 10h.

Des frais supplémentaires qui s'élèvent à 192€ TTC vous seront facturés en cas de livraison et reprise à l'étage sans ascenseur.

Kinetec® n'installe pas l'appareil à domicile, un manuel d'utilisation simplifié est livré avec chaque attelle.

48h avant la fin de location, le patient contacte le Service Clients au 03 24 29 85 10 ou par email à contact@kinetec.fr, soit pour définir la date de reprise du matériel ou pour prolonger.

Règlement par Carte Bancaire avant l'envoi de l'arthromoteur (un lien sécurisé vous sera envoyé par email pour effectuer ce paiement par carte bancaire).

VOUS DEVEZ LOUER UNE ATTELLE DE MOBILISATION PASSIVE CONTINUE

Contactez-nous au :

03 24 29 85 10

ou par Email :

contact@kinetec.fr

Kinetec SAS

Zone industrielle de Tournes

Rue Maurice Périn

F-08090 TOURNES

Fax : 03 24 33 51 05


www.kinetec.fr



Location, Édition 05-2020.

Mobilisation Passive Continue

LA SOLUTION POUR VOTRE
RÉÉDUCATION



UNE RÉCUPÉRATION PLUS RAPIDE
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

kinetec®

Qu'est-ce que la Mobilisation Passive Continue ?

La Mobilisation Passive Continue (MPC) est une thérapie de rééducation post-opératoire qui ne nécessite aucun effort de la part du patient. Cela permet de solliciter une articulation selon une amplitude de mouvement prescrit pour une période définie. Les arthromoteurs de MPC sont disponibles pour les articulations du poignet, du coude, de l'épaule, de la main, du genou et de la hanche.

Un arthromoteur par articulation

Genou et Hanche :

- Flexion / Extension
- Léger
- Simple d'utilisation



Épaule :

- Grand nombre de mouvements
- Confortable



Coude :

- Flexion / Extension
- Prono-supination associée
- Simple d'utilisation



Cheville :

- Flexion / Extension
- Eversion / Inversion



Main :


- Grand nombre de mouvements
- Mobilisation des doigts longs, du pouce et poignet



Pourquoi utiliser la MPC à domicile ?

La MPC à domicile permet :

- Une disponibilité 7/7, 24 heures sur 24
- Une rééducation à domicile dans l'entourage familial
- Une récupération rapide de l'amplitude articulaire
- Une meilleure guérison du cartilage et des ligaments
- Une augmentation de la mobilité et de la souplesse de l'articulation
- Aide à diminuer les complications comme l'adhérence et la raideur articulaire



Preuve clinique

De nombreuses études cliniques ont démontré l'efficacité de la Mobilisation Passive Continue dans la rééducation orthopédique post-opératoire.

MPC du genou choisir au mieux son arthromoteur

Kinetec SAS a acquis depuis 1978 une notoriété bâtie sur le service, la qualité de fabrication et de finition des appareils. Kinetec® est la seule marque de fabrication française de cette technologie. Nous proposons une gamme complète d'arthromoteurs de genou. Le tableau ci-dessous vous permettra de choisir au mieux celui qui correspond à vos besoins :

	AMPLITUDE DE MOUVEMENT		PATIENT	
	Flexion	Extension	Poids max (kg)	Taille (cm)
Kinetec Prima Advance™	115°	-5°	135	145/195
Kinetec Spectra XL™	120°	-10°	227	145/195
Kinetec Spectra Essential™	120°	-10°	135	145/195
Kinetec Spectra™	120°	-10°	135	145/195
Kinetec Performa™	130°	-3°	135	112/206

kinetec®