

BACS CHAUFFANTS

GAMME COMPLÈTE

Les bacs chauffants Manosplint® sont fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité avec des options de couvercles :

- Amovibles
- Avec charnières
- Rétractables

Ils sont également disponibles en affichage :

- Numérique
- Analogique

Chaque bac est fourni avec un plateau interne perforé. Les couvercles munis de poignées isolantes peuvent être manipulés en toute sécurité.

Garantie de deux ans.

SAV en France.



Couvercle rétractable



Les couvercles rétractables ont été soigneusement conçus avec un mécanisme pliable peu encombrant et un couvercle qui se replie discrètement, tout en s'assurant que la condensation s'écoule dans la cuve principale.



Couvercle avec charnières

Les couvercles à charnière ont été soigneusement conçus pour s'assurer que toute la condensation s'écoule dans la cuve principale quand ils sont soulevés et abaissés.



Plateau interne perforé



Poignées isolantes



Couvercle amovible

PISTOLET À AIR CHAUD

Décapeur thermique 2000W exceptionnel et puissant.

Conçu pour être utilisé à la fois debout et tenu à la main.

Fonctionnalités

- Base large et plate offrant une excellente stabilité lorsqu'il est placé debout
- 12 niveaux de températures de 50° à 600°C
- Indicateur LED
- Léger, conçu de manière ergonomique pour une répartition optimale du poids
- Gamme de buses fournies
- Garantie deux ans

Code produit **M400000203**



GARNITURE DE BAC CHAUFFANT

Protège les bacs chauffants.

Empêche la matière thermoformable de se coller


Facilite la saisie de la plaque thermoformable

Disponible en 2 épaisseurs.

Taille adaptée au bac de 56 litres, découpe possible.

M200000043 38 x 61cm - 3mm

M200000044 38 X 61cm - 7mm




BACS CHAUFFANTS DIGITAUX

Les bacs chauffants digitaux Manosplint® sont fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité avec des options de couvercles :

- Avec charnières
- Rétractables

Contrôle numérique de la température et fonction de minuterie pour une utilisation pratique et précise. Possibilité de programmer un démarrage et l'arrêt automatique.

Une sécurité stoppe automatiquement la chauffe lorsque le niveau de l'eau est trop bas.



Bac chauffant de 9 litres
Puissance 800W

Version allongée. Poids : 8kg

Dimensions internes :
L500 x L300 x L65mm (50mm avec plateau)

Dimensions externes:
L535 x P332 x H135mm

Avec charnières M200000039
Rétractable M200000060




Bac chauffant de 28 litres
Puissance 1500W

Version la plus profonde de nos bacs chauffants, robinet de vidange. Poids : 12,5kg

Dimensions internes :
L500 x P300 x H200mm (185mm avec plateau)

Dimensions externes:
L535 x P332 x H290mm

Avec charnières M200000046
Rétractable M200000062



Bac chauffant de 56 litres
Puissance 2500W

Version la plus grande de nos bacs chauffants, robinet de vidange.

Poids : 15,5kg

Dimensions internes :
L620 x P500 x H200mm (185mm avec plateau)

Dimensions externes:
L660 x P532 x H290mm

Rétractable M200000064



BACS CHAUFFANTS

BACS CHAUFFANTS

Les bacs chauffants Manosplint® sont fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité avec des options de couvercles :

- Amovibles
- Avec charnières
- Rétractables

Chaque bac est équipé d'un thermostat et d'un voyant lumineux qui indique quand l'eau a atteint la température pré-réglée.



Bac chauffant de 5 litres
Puissance 800W

Disponible avec un couvercle sans charnières et rétractable.

Poids : 5kg

Dimensions internes :
L325 x P300 x H65mm (50mm avec plateau)

Dimensions externes :
L361 x P332 x H135mm

Sans charnière M200000030
Rétractable M200000054



Bac chauffant de 9 litres
Puissance 800W

Disponible avec un couvercle à ou sans charnières ou rétractable. Version allongée.

Poids : 8kg

Dimensions internes :
L500 x L300 x L65mm (50mm avec plateau)

Dimensions externes:
L535 x P332 x H135mm

Avec charnières M200000032
Sans charnière M200000031
Rétractable M200000055



Bac chauffant de 18 litres
Puissance 1000W

Disponible avec un couvercle rétractable.

Poids : 10kg

Dimensions internes :
L325 x L300 x H200mm (185mm avec plateau)

Dimensions externes:
L361 x P332 x H290mm

Rétractable M200000056



Bac chauffant de 28 litres
Puissance 1500W

Version la plus profonde de nos bacs chauffants, robinet de vidange.

Poids : 12,5kg

Dimensions internes :
L500 x P300 x H200mm (185mm avec plateau)

Dimensions externes:
L535 x P332 x H290mm

Avec charnières M200000033
Sans charnière M200000034
Rétractable M200000057



Bac chauffant de 56 litres
Puissance 2500W

Version la plus grande de nos bacs chauffants, robinet de vidange.

Poids : 15,5kg.

Dimensions internes :
L620 x P500 x H200mm (185mm avec plateau)

Dimensions externes :
L660 x P532 x H290mm

Avec charnières M200000037
Sans charnière M200000035
Rétractable M200000059