

kinetec®

# Scolio Walker *Déambulateur Scolio*

ORTHOPAEDIC TRACTION  
TRACTION ORTHOPÉDIQUE



# ORTHOPAEDIC TRACTION TRACTION ORTHOPÉDIQUE



**The SCOLIO Walker KINETEC® allows suspension by cranial halo to allow the patient to move freely.**

The main indication is major spinal deformity.

### **Stretching the spine**

Called halos, they are attached to an overhead pulley system that adds pressure to pull up the spine.

In this case, the halo is used during the pre-operative elongation period and, if necessary, in complicated cases, postoperative stabilisation for a few months. It can also be used in cases of traumatic, pathological, or iatrogenic vertebral instability.

**Le Déambulateur Scolio KINETEC® permet une suspension par halo crânien pour permettre au patient de bouger librement.**

L'indication principale est une déformation vertébrale majeure.

### **Étirer la colonne vertébrale**

Appelés halo, il est attaché à un système de poulies aériennes qui ajoute lentement une pression pour redresser la colonne vertébrale.

Dans ce cas, le halo est utilisé pendant la période d'allongement préopératoire et, si nécessaire, dans les cas compliqués, de stabilisation postopératoire de quelques mois.

Il peut également être utilisé en cas d'instabilité vertébrale traumatique, pathologique ou iatrogène.

### **Technical characteristics:**

- Usable for walking or sitting.
- Can be pushed or pulled depending on the patient's preference.
- Padded handles, adjustable in height and rotatable by 90°.
- 4 fully locking swivel castors (ø 100 mm).
- Secure, articulated suspension pulley.
- Weights positioned in a secure guide tube.
- Adaptable width: 62 cm or 68 cm
- Maximum patient weight: 100 kg
- Maximum patient height: 1.9 m
- Maximum traction weight: 20 kg
- Comes with a 100m spool of rope and assembly key.
- Delivered with 7 weights of 1kg and 2 weights of 500 gr.
- Class 1 medical device.
- 2 years warranty.

4655005914 - Scolio Walker  
4655000534 - Weight of 1 kg

### **Caractéristiques techniques :**

- Utilisable pour déambuler ou assis.
- Peut être poussé ou tiré selon les facilités du patient.
- Poignées rembourrées, réglables en hauteur et pivotables à 90°.
- 4 roulettes pivotantes à blocage total (ø 100 mm).
- Poulie de suspension sécurisée et articulée.
- Poids positionnés dans un tube de guidage sécurisé.
- Largeur adaptable : 62 cm ou 68 cm
- Poids maximum du patient : 100 kg
- Taille maximum du patient : 1,9 m
- Poids maximum de traction : 20 kg
- Livré avec une bobine de corde de 100 m et une clé d'assemblage.
- Livré avec 7 poids de 1kg et 2 poids de 500 gr.
- Dispositif médical de classe 1.
- Garantie 2 ans.

4655005914 - Déambulateur Scolio  
4655000534 - Poids de 1 kg


Contact us for your orthopaedic traction requirements.  
Contactez-nous pour vos besoins en traction orthopédique.

### **UK Enquiries:**

MedFac UK Ltd  
7 Redan Hill Industrial Estate  
Redan Road  
Aldershot  
GU12 4SJ  
Tel: +44 3330 347400  
Fax: 01252 329415  
enquiries@kinetecuk.com  
www.kinetecuk.com

### **France & International Enquiries:**

Kinetec SAS  
Zone Industrielle de Tournes  
Rue Maurice Périn  
F-08090 Tournes  
France  
Tel: +33 324 29 85 05  
Fax: +33 324 33 51 05  
contact@kinetec.fr  
www.kinetec.fr



# kinetec®