

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Kinetec Kinevia AL™	Kinetec Kinevia AL+™
Dimensions		
Hauteur minimale	109 cm	114 cm
Hauteur maximale	124 cm	129 cm
Montée/descente	Manuel	Assistance
Longueur	70 cm	70 à 81 cm
Largeur	63 cm	63 cm
Hauteur entre le sol et les pédales		
Ajustable	Non	Non
Hauteur	33 cm	33 cm
Hauteur entre le sol et les poignées		
Ajustable	Oui	Oui
Hauteur minimale	87 cm	87 cm
Hauteur maximale	101 cm	101 cm
Poids		
L'appareil	35 kg	41 kg
Pédales		
Largeur intérieure	12 cm	13 cm
Distance ajustable	Non	Non
Distance (dimensions intérieures)	17,5 cm	17,5 cm
Pédales ajustables - rayon	Oui	Oui
Nombre de positions	2	3
Minimum	7 cm	4,5 cm
Maximum	12,5 cm	13,5 cm
Matières premières	Plastique souple	Plastique souple
Poignées		
Largeur	12,5 cm	12,5 cm
Distance entre les poignées	24,6 cm	24,6 cm
Ajustable	Non	Non
Poignées ajustables - rayon	Non	Non
Distance	10,5 cm	10,5 cm
Matières premières	Plastique souple	Plastique souple
Caractéristiques techniques		
Vitesse en passif	60 tr/min	60 tr/min
Niveau de résistance	De 1 à 20	De 1 à 20
Niveau de spasm	De 1 à 6	De 1 à 6
Caractéristiques électriques		
Alimentation électrique	Incorporé	Incorporé
Tension d'entrée	100-240 V	100-240 V
Fréquence d'entrée	47-63 Hz	47-63 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	3,50 m	3,50 m
Écran tactile		
Dimensions	7" (17,8 cm)	10" (25,4 cm)
Sons	Oui	Oui
Délai entre le démarrage et la disponibilité	5 secondes	5 secondes
Inclinaison	Oui	Oui
Rotation	Non	Non
Garantie	2 ans	2 ans