

3D-LITE™ - CUT-4-CUSTOM LSO & TLSO

Comment trouver la bonne taille de corset ?


Taille

Commencez par mesurer le tour de taille (voir visuel).
Prendre la mesure verticale requise pour répondre aux critères de prescription.
Sélectionnez ensuite la taille dans le tableau ci-dessous et reportez-vous au tableau page suivante.





En matériau 3D-Lite™



3D-LITE™ CUT-4-CUSTOM					
	DESCRIPTION	CIRCONFÉRENCE EN CM		HAUTEUR AVANT EN CM	HAUTEUR DU DOS EN CM
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54

Références et tailles des plaques



3D-LITE™ CUT-4-CUSTOM					
CODE	DESCRIPTION	COTÉ	LARGEUR	LONGUEUR	ÉPAISSEUR
LSO					
649190011	LSO, XS/S	DEVANT	350 mm	220 mm	5 mm
649190012	LSO, S/M	DEVANT	420 mm	220 mm	5 mm
649190013	LSO, M/L	DEVANT	500 mm	240 mm	7 mm
649190014	LSO, L/XL	DEVANT	550 mm	270 mm	7 mm
649190015	LSO, XL/XXL	DEVANT	600 mm	300 mm	7 mm
649210011	LSO, XS/S	DOS	350 mm	300 mm	5 mm
649210012	LSO, S/M	DOS	420 mm	315 mm	5 mm
649210013	LSO, M/L	DOS	500 mm	335 mm	7 mm
649210014	LSO, L/XL	DOS	550 mm	350 mm	7 mm
649210015	LSO, XL/XXL	DOS	600 mm	365 mm	7 mm
TLSO					
649220010	TLSO, S/M	DEVANT	400 mm	420 mm	5 mm
649220012	TLSO, M/L	DEVANT	500 mm	480 mm	5 mm
649220013	TLSO, L/XL	DEVANT	600 mm	480 mm	7 mm
649220014	TLSO, XL/XXL	DEVANT	600 mm	540 mm	7 mm
649230010	TLSO, S/M	DOS	400 mm	420 mm	5 mm
649230012	TLSO, M/L	DOS	500 mm	480 mm	5 mm
649230013	TLSO, L/XL	DOS	600 mm	480 mm	7 mm
649230014	TLSO, XL/XXL	DOS	600 mm	540 mm	7 mm